

Laccio emostatico tubolare in silicone "medical grade"



SCOPO

Prodotto in puro silicone "Medical Grade".

CARATTERISTICHE

Idrorepellente. Mantiene la sua flessibilità in un ampio arco di temperature e non risente di eventuali sterilizzazioni ripetute anche se ravvicinate.

SPECIFICHE

- Non sterile.
- Lunghezza: 50 cm.
- Dimensioni: Diametro interno 7 mm.
Diametro esterno 8 mm.
- Prodotto in silicone "Medical grade" SH 60
- Sterilizzabile in autoclave a 121°C per 20 minuti o a 134°C per 6 minuti.
- Confezionati singolarmente in busta minigrip di polietilene.
- Unità di vendita scatola da 20 pezzi.
- Non contiene lattice



Revisione del 26.09.2006



CLASSE I
REGOLA 1



CODICE

EMOSIL50

Indicazioni per l'uso

- STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE A 121 °C PER 20 MINUTI O A 134°C PER 6 MINUTI.
- IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITA' DI STERILIZZAZIONE O UN USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO, POTREBBERO DETERMINARNE L'ALTERAZIONE DELLE PROPRIETA' DI RESISTENZA MECCANICA
- LA DURATA DEL PRODOTTO DIPENDE DALLE CONDIZIONI DI USO, CONSERVAZIONE E STERILIZZAZIONE
- NON APPLICARE A CONTATTO CON TESSUTI LESI O FERITE APERTE
- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO SE NON INTEGRO

Prodotti vari

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it