


Vision Shield - Scudo facciale




Caratteristiche

- Leggero
- Confortevole
- Compatibile con l'uso di occhiali essendo otticamente trasparente
- Antistatico
- Trattamento antiappannante su entrambi i lati
- Larghezza 32 cm.
- Altezza 22 cm.
- Fascia frontale in foam poliesteri disegnata per incrementare la circolazione dell'aria
- Scudo in materiale plastico
- Fascia elastica
- Peso 26 grammi
- Privo di lattice e di fibra di vetro
- Busta dotata di foglio protettivo interno antigraffio
- Confezione in busta singola non sterile dotata di carta isolante
- Box da 24 pz.

Codice

REF A900652557



Revisione del 19/01/2012

**Prodotti
vari**

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it