

Sfigmomanometro ad aneroido palmare ad 1 tubo



Sfigmomanometro con bracciale in nylon con chiusura a strappo e anello in metallo.

Classificazione secondo la MDD 93/42/CEE:

Ila - regola applicata N. 10

Standard di riferimento:

EN 1060-1,2: "Sfigmomanometri non invasivi"



Revisione del 19.02.2009

Fornito con:

- custodia in plastica con chiusura lampo.
- bracciale d-ring con chiusura in velcro completo di camera d'aria ad 1 tubo
- manometro
- monopalla in gomma
- istruzioni per l'uso

CARATTERISTICHE

Diametro del manometro

Campo di misurazione

Accuratezza

Bracciale in dotazione

Bracciali disponibili

Gonfiaggio e sgonfiaggio

SPECIFICHE

65 mm

0-300 mmHg

+/- 3 mmHg

Modello adulti con anello in metallo

Bambini: cm 34,5 x 10

Adulti: cm 50x14

Obesi: cm 60x17

Manuale



Cod. 905301255

**Prodotti
vari**

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it