

Sfigmomanometro ad aneroido



Sfigmomanometro con bracciale chiusura a strappo, cuscinetto in gomma, soffieria completa di valvola. Fonendoscopio in metallo con archetto biauricolare per auscultazione.

Classificazione secondo la MDD 93/42/CEE:
IIa - regola applicata N. 10

Standard di riferimento:
EN 1060-1,2: "Sfigmomanometri non invasivi"



Revisione del 19.02.2009

Fornito con:

- custodia in plastica con chiusura lampo.
- bracciale d-ring con chiusura in velcro completo di camera d'aria a due tubi
- manometro
- monopalla in gomma
- istruzioni per l'uso

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

Diametro del manometro

50 mm

Campo di misurazione

0-300 mmHg

Accuratezza

+/- 3 mmHg

Bracciale in dotazione

Modello adulti con anello in metallo

Bracciali disponibili

Bambini: cm 34,5 x 10

Adulti: cm 50x14

Obesi: cm 60x17

Gonfiaggio e sgonfiaggio

Manuale

Cod. 909196949
con fonendoscopio

Cod. 909071375
senza fonendoscopio

**Prodotti
vari**

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it