

Borsa per il ghiaccio

Indicazioni d'uso: Per lenire il dolore in caso di traumi e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori, ecc.
Quando prescritta dal medico è utilizzabile anche in casi di stati febbrili elevati.

Composizione: realizzata in tessuto 100% cotone gommato spinato nella parte interna.
L'anello di fissaggio, il tappo e la filettatura interna, sono in plastica ABS (per evitare la formazione di ruggine).

Avvertenze: atta a contenere esclusivamente cubetti di ghiaccio ricavato da frigorifero. Per eliminare la formazione di eventuali muffe, dopo l'uso e lo svuotamento non inserire il tappo. Conservare lontano da fonti di calore. Se inutilizzata per lungo tempo, immettere all'interno una piccola quantità di talco.

Smaltimento: assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

Disponibile in tre diverse misure:


Cod. 900647140 – cm. 25

Cod. 900647165 – cm. 28

Cod. 900647177 – cm. 31



Revisione del 13.10.2009



Borsa per acqua calda bilamellata

- Prodotta in pura gomma
- Anche se tenuta fuori dal proprio sacchetto non si sbriciola né ingiallisce
- Tappo di plastica a perfetta tenuta (rottura inferiore all' 1% contro il 20% circa delle borse di qualità scadente).

Codice

901684086 (bilamellata)



Prodotti
vari

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it