

Sistema di sicurezza a misura di paziente

SCOPO

Sistema di sicurezza con chiusure brevettate per evitare al paziente cadute accidentali dal letto e come coadiuvante nella profilassi e trattamento delle piaghe da decubito.

SPECIFICHE

Il sistema, di recentissima concezione, garantisce, grazie alle speciali cinture (lavabili anche a 95° C) ed alle speciali chiusure magnetiche che le fissano, non solo un'assoluta sicurezza ma, anche e contestualmente, una larghissima possibilità di movimento, consentendo inoltre al Medico e agli infermieri di intervenire sul paziente senza problema alcuno.

Con tale sistema si potrà offrire una degenza confortevole e corretta poiché con poche e facili operazioni è possibile predisporre posizioni di giacenza comode e sicure.

Il nuovo sistema, a misura del paziente incapace di cooperare, rende ormai superato ogni precedente espediente, sia che si tratti di sicurezza per il corpo o gli arti sia che si tratti di sponde da letto.

- Il modello standard 2201-M è composto da una cintura a vita regolabile (altezza cm. 18) e di bande per il fissaggio della stessa alla rete del letto. Questo modello permette al paziente di ruotare liberamente o di sedersi. Il set comprende anche 2 piccole cinghie laterali per il bloccaggio di rotazione del paziente nella posizione desiderata: a destra, a sinistra oppure in posizione supina. Comprende inoltre 3 chiusure magnetiche e 2 magneti di apertura. A questo modello si possono collegare il reggispalle (2203-MP) ed il fermapolsi (2204-M) aumentando così le possibilità di utilizzo anche per i casi più difficili.




Revisione del 26.09.2006

Nota:

1. Le cinture per trasporto possono essere lavate in lavatrice (massimo 95 °C).
2. Le cinture per trasporto sono fornibili in tre misure: GR1 (bambini), GR2 (adulti), GR3 (per persone corpulente).
3. Set cintura reggispalle, ferma polso e ferma piedi sono fornibili in 2 misure GR1 (bambini) e GR2 (adulti)

Qualora nell'ordine non venga specificata la misura verrà spedita quella per adulti GR2.




Accessori opzionali e ricambi

CE
CLASSE I
REGOLA 1




Cintura reggispalle (collegabile al cod. 2201). Comprende una chiusura magnetica.

CODICE 2203-MP



Chiusura magnetica.

CODICE 2206



Coppia di cinture fermapolsi (collegabili alla cintura cod. 2201).

CODICE 2204-M



Magnete per apertura

CODICE 2208



Coppia di cinture fermacaviglie completa di cintura di collegamento per le stesse. Comprende 4 chiusure magnetiche.

CODICE 2205-M

Prodotti vari

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it





E' composto da una fascia verticale da fissare allo schienale della sedia a rotelle o dell'auto tramite l'apposita chiusura Velcro di cui è dotata e da una fascia addominale collegabile alla precedente. Anche questa fascia addominale utilizza la chiusura Velcro. Il fissaggio della fascia verticale alla sedia a rotelle oppure al sedile dell'auto o alla poltrona è possibile quando lo schienale ha una altezza minima di circa 60 cm.

Codice

3031/N

E' identico al modello 3031/N però la fascia addominale oltre alla chiusura Velcro permette l'inserimento della chiusura magnetica. Quest'ultima non è inserita nel set e deve essere quindi richiesta a parte (cod. 2206 + cod. 2208: chiusura più magnete riportati nella pagina precedente).

Codice

3031/U



Coppia di bretelle con sedile collegabile alla fascia verticale del cod. 3031/N e 3031/U (in alternativa alla fascia addominale). Tale accessorio, da usare per i casi più difficili, viene fornito a parte.

Codice

3032



Solo fascia orizzontale con chiusura velcro. Disponibile in tre misure: GR1 (bambini), GR2 (adulti), GR3 (per persone corpulente).

Codice

4031 K



Fascia verticale per modello 3031N o 3031U e 3032.

Codice

4131 K



CLASSE I

REGOLA 1


Prodotti
vari

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it






Restrizione per
coscia con chiusura
magnetica

Codice
2211-M


Restrizione per
spalle con chiusura
magnetica

Codice
2212-M



Tendinghia chiusura solo velcro
Disponibile nelle misure 160 cm., 180 cm., 200 cm.,
240 cm.

Codice
3033-K



Tendinghia con chiusura velcro e
chiusura magnetica. Disponibile nelle
misure 160 cm., 180 cm., 200 cm., 240
cm.

Codice
3033-KM



Cintura pelvica completa di due chiusure magnetiche e un
magnete di apertura

Codice
3034-M



**Prodotti
vari**

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.®
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

