

# Termometro Clinico Digitale

## Caratteristiche:


- Waterproof
- Design ergonomico
- Ampio display LCD
- Accuratezza  $\pm 0.1$  °C
- Memoria ultimo valore rilevato
- Sistema di auto test di funzionamento
- Indicatore batteria interna scarica
- Sistema di auto spegnimento dopo circa 9 minuti
- Campo di misurazione compreso tra 32.0 °C e 43.9 °C
- Rilevazione rapida della temperatura (tra 30 e 120 secondi)
- Segnale acustico a fine misurazione
- Alimentazione: n° 1 batteria a bottone da 1.5Vc.c. tipo LR41, AG3 o similari – Batteria sostituibile
- Peso 12 gr. circa
- Dimensioni 130 mm. - 21.8 mm. - 12.3 mm.
- Temperatura di esercizio 10.0 °C - 45.0 °C
- Allarme di sicurezza / test - memoria - beeper
- In astuccio rigido e trasparente



Espositore da 20pz


## Smaltimento:

Smaltire secondo le normative vigenti.



0476

Codice  
900083003



Distribuito da:

**Simitalia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata  
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008  
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845  
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it

Prodotti  
vari