


Nastro di identificazione strumenti



CLASSE I
REGOLA 1



Revisione del 26.09.2006

Il nastro di identificazione in polivinile è studiato specificamente per codificare con un colore gli strumenti chirurgici. Il protocollo ospedaliero richiede che lo strumentario chirurgico sia costituito in sets specifici. Di conseguenza devono essere codificati con un colore usando questo speciale nastro di identificazione. Sterilizzabile in autoclave (ciclo convenzionale di 30 minuti a 121°C o ciclo Flash di 3 minuti a 132°C). Resiste a ripetuti cicli di sterilizzazione. Il nastro è lungo 300 pollici per spola, ovvero il 23% in più rispetto alla normale concorrenza (244 pollici). Disponibile in 9 colori. Radiopaco. La sterilità dello strumento sotto il nastro è assicurata.

Nastro di identificazione in spola da 7,62 m. x 6,35 mm. - (Minimo ordinabile 5 pezzi)

- 15-1-001 Colore bianco
- 15-1-002 Colore blu
- 15-1-003 Colore verde
- 15-1-004 Colore rosso
- 15-1-005 Colore giallo
- 15-1-006 Colore porpora
- 15-1-007 Colore arancione
- 15-1-008 Colore marrone
- 15-1-009 Colore nero

Nastro di identificazione in foglio - (Minimo ordinabile 1 confezione).

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 15-2-001* Colore bianco | 15-2-010* Colore grigio |
| 15-2-002* Colore blu acceso | 15-2-011* Colore lavanda |
| 15-2-003* Colore verde scuro | 15-2-012* Colore beige |
| 15-2-004* Colore rosso | 15-2-013* Colore blu chiaro |
| 15-2-005* Colore giallo | 15-2-014* Colore verde chiaro |
| 15-2-006* Colore porpora | 15-2-015* Colore rosa |
| 15-2-007* Colore arancione | 15-2-017* Colore viola |
| 15-2-008* Colore marrone | |
| 15-2-009* Colore nero | |

Caratteristiche dei fogli pretagliati:

- Foglio 21,6cm. x 28cm.
- Pretagliato nei seguenti formati:
 - 2,6cm. x 0,6cm. (220 pezzi)
 - 5,0cm. x 0,6cm. (44 pezzi)
 - 3,7cm. x 0,6cm. (44 pezzi)
- Confezione da un foglio 308 pezzi complessivi.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Sterilizzazione

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.®
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it