

Osteotome Guards

Cappucci protettivi per osteotomi




SCOPO

Cappucci protettivi per le delicate punte degli osteotomi durante la loro sterilizzazione e manipolazione.

CARATTERISTICHE

- Monouso
- Disponibili nelle versioni "forati" e "non-forati"
- Prodotti nelle versioni "trasparente" e "colorata trasparente"
- Non sono sterili ma confezionati asepticamente
- Sono permeabili al vapore, sterilizzabili in autoclave (ciclo convenzionale di 30 minuti a 121°C o ciclo Flash di 4 minuti a 132°C) e sterilizzabili ad ossido di etilene.

Revisione del 30.03.2010



Versione	Codice Blu trasparente	Codice Trasparente	Dimensioni (mm.) larghezza x lunghezza	Confezione
non forata	09-4-001	09-4-021	6,4 x 19	50 pz.
non forata	09-4-002	09-4-022	9,5 x 25	50 pz.
non forata	09-4-003	09-4-023	12,7 x 25	50 pz.
non forata	09-4-004	09-4-024	19 x 25	50 pz.
non forata	09-4-005	09-4-025	25 x 25	50 pz.
non forata	09-4-006	09-4-026	32 x 32	50 pz.
non forata	09-4-007	09-4-027	38 x 38	50 pz.
non forata	09-4-008	09-4-028	44,5 x 32	50 pz.
non forata	09-4-010	09-4-030	Assortite	50 pz.
forata	09-4-011	09-4-031	6,4 x 19	50 pz.
forata	09-4-012	09-4-032	9,5 x 25	50 pz.
forata	09-4-013	09-4-033	12,7 x 25	50 pz.
forata	09-4-014	09-4-034	19 x 25,4	50 pz.
forata	09-4-015	09-4-035	25 x 25	50 pz.
forata	09-4-016	09-4-036	32 x 32	50 pz.
forata	09-4-017	09-4-037	38 x 38	50 pz.
forata	09-4-018	09-4-038	44,5 x 32	50 pz.
forata	09-4-020	09-4-040	Assortite	50 pz.



Sterilizzazione

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it