


SIM Silicon Spiked Sheet - Tappetino in silicone

Per proteggere i ferri chirurgici durante la sterilizzazione in autoclave



Revisione del 26.09.2006

REF	Dimensioni mm.	Pezzi per BOX
DIC262x44C	262 x 44	4
DIC210x90C	210 x 90	4
DIC420x40C	420 x 40	4
DIC210x210C	210 x 210	4
DIC195x212C	195 x 212	4
DIC247x160C	247 x 160	4
DIC212x240C	212 x 240	4
DIC131x171C	131 x 171	4
DIC265x245C	265 x 245	4



CLASSE I

REGOLA 1



C = inserire al posto della **C** l'iniziale del colore desiderato
(B per blu, G per giallo, V per verde, R per rosso, N per neutro trasparente)

Box da 4 pezzi, confezionati singolarmente in sacchetto, prodotto non sterile
Resiste a cicli di sterilizzazione in autoclave di 20 minuti a 134 °C
Temperatura massima sostenibile: 180°C
Fabbricati in silicone SH 50

Sterilizzazione

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it