

Sistema di identificazione

SCOPO

Sistema per l'identificazione di strumenti, carrelli, vassoi, ecc..

CARATTERISTICHE

- Monouso
- Disponibili in 6 colori
- Provvisi di apposito spazio scrivibile
- Chiusura a scatto
- Sterilizzabili in autoclave

Codice	Colore	Confezione
25-1-004	Blu	100 pz.
25-1-005	Bianco	100 pz.
25-1-006	Verde	100 pz.
25-1-007	Nero	100 pz.
25-1-008	Viola	100 pz.
25-1-009	Arancione	100 pz.
25-1-010	Assortiti	150 pz.



Revisione del 26.09.2006



Sterilizzazione

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it