

Specialty Guards


Cappucci protettivi speciali forati

SCOPO

Cappucci protettivi per endoscopi rigidi, trocars, strumenti colostomici e altri strumenti speciali durante la loro sterilizzazione e manipolazione.

CARATTERISTICHE

- Monouso
- Disponibili in diverse misure e colori
- Non sono sterili ma confezionati asetticamente
- Sono permeabili al vapore, sterilizzabili in autoclave (ciclo convenzionale di 30 minuti a 121°C o ciclo Flash di 4 minuti a 132°C) e sterilizzabili ad ossido di etilene



Revisione del 30.03.2010

Codice (38,1 mm.)	Codice (50,8 mm.)	Colore	Dimensioni estremità strumenti (mm.)	Confezione
Per endoscopi rigidi trocars e strumenti colostomici				
09-6-001	09-6-021	Bianco trasparente	2,0 – 3	70 pz.
09-6-002	09-6-022	Blu trasparente	3,0 – 4	70 pz.
09-6-003	09-6-023	Verde trasparente	4,0 – 5	70 pz.
09-6-004	09-6-024	Rosso trasparente	5,0 – 6	70 pz.
09-6-005	09-6-025	Giallo trasparente	6,0 – 7	70 pz.
09-6-006	09-6-026	Porpora trasparente	7,0 – 8	70 pz.
09-6-007	09-6-027	Arancione trasparente	8,0 – 9	70 pz.
09-6-008	09-6-028	Marrone trasparente	9,0 – 10	70 pz.
09-6-009	09-6-029	Nero trasparente	10,0 – 11	70 pz.
Per altri strumenti speciali				
09-6-013	09-6-033	Verde trasparente	15,0 – 16	50 pz.
09-6-015	09-6-035	Giallo trasparente	19,0 – 20	50 pz.
09-6-017	09-6-037	Arancione trasparente	21,0 – 22	50 pz.

Sterilizzazione

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it