

Catetere vescicale Foley

SCOPO

Per cateterizzazione vescicale tramite introduzione nell'uretra.

CARATTERISTICHE

Punta distale retta e arrotondata:

- introduzione atraumatica
- riduce il rischio di infezione e/o lesione alla membrana delle mucose

Fori laterali di diametro compatibile con il lume del catetere:

- massimo drenaggio
- rischio ridotto di ostruzioni

Palloncino:

- gonfiamento sicuro, simmetrico e a forma di mela; sgonfiamento completo per facilitare l'estrazione del catetere.



Revisione del 26.09.2006

Confezione: Box da 10 pezzi
Invasivo



REGOLA 5

In lattice siliconato

Specifiche: prodotto in lattice e successivamente trattato con silicone al fine di facilitare l'inserimento nell'uretra.

Utilizzabile a breve termine.

Versione pediatrica con valvola in materiale plastico duro, versione adulti con valvola in morbida gomma.

Lunghezza: 290 mm. tipo pediatrico, 380 mm tipo adulti

Confezione doppia busta tipo "PEEL".

Sterilizzato a raggi gamma.

CLASSE IIa

STERILE R

Codice	Descrizione	ml./cc.	CH	
MM53120805	2 vie (pediatrico)	3-5	08	
MM53121005	2 vie (pediatrico)	3-5	10	
MM51111210	2 vie	5-10	12	
MM51111410	2 vie	5-10	14	
MM51111610	2 vie	5-10	16	
MM51111810	2 vie	5-10	18	
MM51112010	2 vie	5-10	20	
MM51112210	2 vie	5-10	22	
MM51112410	2 vie	5-10	24	

In puro silicone 100 %

Specifiche: prodotto in puro silicone 100% ad elevata biocompatibilità, inerte e idrorepellente, garantisce maggiore comfort e sicurezza.

Massima riduzione del rischio di irritazione e/o infezioni.

Posizionabile per cateterizzazione a lunga permanenza.

Valvola in materiale plastico duro.

Lunghezza: 311 mm. tipo pediatrico, 400 mm tipo adulti

Confezione doppia busta tipo "PEEL".

Sterilizzato a ossido di etilene (EO)

CLASSE IIb

STERILE EO

Codice	Descrizione	ml./cc.	CH	CH
MM43150803	2 vie (pediatrico)	3	08	
MM43151003	2 vie (pediatrico)	3	10	
MM41151205	2 vie	5	12	
MM41151405	2 vie	5	14	
MM41151605	2 vie	5	16	
MM41151805	2 vie	5	18	
MM41152005	2 vie	5	20	
MM41152205	2 vie	5	22	
MM41152405	2 vie	5	24	

Urologia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it