

Cateteri vescicali Nelaton - Tiemann - Femminile retto

SCOPO

Cateterizzazione vescicale a breve termine tramite introduzione nell'uretra. I cateteri con le punte distali curve sono indicati particolarmente laddove le condizioni anatomiche sono mutate, es. in presenza di un tumore.

CARATTERISTICHE

- punta distale morbida ed arrotondata per una introduzione atraumatica
- non provoca lesioni alla membrana della mucosa vescicale
- fori laterali compatibili con il lume del catetere assicurano massimo drenaggio senza ostruzioni
- trattamento "frozen" della superficie esterna facilita l'introduzione nell'uretra e minimizza la necessità di lubrificanti
- cono di collegamento contrassegnato con colori diversi per una facile identificazione dello spessore in CH
- I cateteri nelaton sono compatibili con i lubrificanti normalmente usati per il cateterismo

SPECIFICHE

Prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade
Durezza Shore A80
Confezione singola, Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)
Non contiene lattice, invasivo




Revisione del 26.09.2006



CLASSE Is
REGOLA 5

STERILE EO



	Lung. senza cono mm.	Diametro esterno del tubo mm.									
		2.0 CH 06 CODICE	2.7 CH 08 CODICE	3.3 CH 10 CODICE	4.0 CH 12 CODICE	4.7 CH 14 CODICE	5.3 CH 16 CODICE	6.0 CH 18 CODICE	6.7 CH 20 CODICE	7.3 CH 22 CODICE	8.0 CH 24 CODICE
 Nelaton - Consigliato per pazienti di sesso maschile	360 Conf. Box	01001183 100 1000	01004183 100 1000	01007183 100 1000	01008183 100 800	01009183 100 800	01013183 100 800	01015183 100 800	01017183 100 600	01019183 100 600	01020183* 1800
 Tiemann - Consigliato per pazienti di sesso maschile con prostata ipertrofica	360 Conf. Box	03005183* 2000	03006183* 2000	03007183 100 1000	03008183 100 800	03009183 100 800	03011183 100 800	03013183 100 800	03014183 100 600		
 Femminile retto - Consigliato per pazienti di sesso femminile	147 Conf. Box	02012183* 3000	02014183 100 1000	02015183 100 1000	02016183 100 800	02017183 100 1000	02019183 100 800	02020183 100 800			

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Urologia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it