

Spigot - Tappo per catetere



Descrizione

Spigot - Tappo per catetere. Adatto per cateteri con cono sino ad un massimo di 13 mm. di diametro.

Prodotto in polipropilene verde.

Non contiene lattice, non invasivo

Confezione singola sterile.

Sterilizzato con ossido di etilene (EO).

Confezione da 100 pz.

Box da 800 pz.

Codice

84001183



CLASSE Is

REGOLA 1

STERILE EO



Revisione del 26.09.2006

Urologia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it