

Spigot - Tappo per catetere



Descrizione

Spigot - Tappo per catetere. Adatto per cateteri con cono sino ad un massimo di 13 mm. di diametro.

Prodotto in polipropilene verde.

Non contiene lattice, non invasivo

Confezione singola sterile.

Sterilizzato con ossido di etilene (EO).

Confezione da 100 pz.

Box da 800 pz.

Codice

84001183



CLASSE Is

REGOLA 1

STERILE EO



Revisione del 14.09.2009

Supporto da letto in plastica per sacche raccolta urina

Descrizione

Prodotto in polipropilene blu.

Possibilità di fissaggio a letti con telaio rotondo o quadrato.

Smontabile per consentire la deambulazione del paziente tramite aggancio alla cintura.

Privo di lattice - non invasivo

Non sterile - autoclavabile

Box da 200 pz.

Codice

622190



CLASSE I

REGOLA 1



Urologia

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it