

## Borsa per il ghiaccio

### Indicazioni d'uso

Per lenire il dolore in caso di traumi e prevenire la formazione di ematomi, gonfiore, ecc. Quando prescritta dal medico è utilizzabile anche in casi di stati febbrili elevati.

### Composizione

Realizzata in tessuto 100% cotone gommato spinato nella parte interna. L'anello di fissaggio, il tappo e la filettatura interna sono in plastica ABS (per evitare la formazione di ruggine).

### Avvertenze

Atta a contenere esclusivamente cubetti di ghiaccio ricavato da frigorifero. Per eliminare la formazione di eventuali muffe, dopo l'uso e lo svuotamento non inserire il tappo. Conservare lontano da fonti di calore. Se inutilizzata per lungo tempo, immettere all'interno una piccola quantità di talco.

### Smaltimento


Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

### Codici e misure

Cod. 900647140 - 25 cm

Cod. 900647165 - 28 cm

Cod. 900647177 - 31 cm



## Borsa per acqua calda bilamellata

### Caratteristiche

- Prodotta in pura gomma.
- Anche se tenuta fuori dal proprio sacchetto non si sbriciola né ingiallisce.
- Tappo di plastica a perfetta tenuta (rottura inferiore all' 1% contro il 20% circa delle borse di qualità scadente).

### Codice

901684086 (bilamellata)

