

Borsa per il ghiaccio

Indicazioni d'uso

Per lenire il dolore in caso di traumi e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori, ecc. Quando prescritta dal medico è utilizzabile anche in casi di stati febbrili elevati.

Composizione

Realizzata in tessuto 100% cotone gommato spinato nella parte interna. L'anello di fissaggio, il tappo e la filettatura interna sono in plastica ABS (per evitare la formazione di ruggine).

Avvertenze

Atta a contenere esclusivamente cubetti di ghiaccio ricavato da frigorifero. Per eliminare la formazione di eventuali muffe, dopo l'uso e lo svuotamento non inserire il tappo. Conservare lontano da fonti di calore. Se inutilizzata per lungo tempo, immettere all'interno una piccola quantità di talco.

Smaltimento


Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

Codici e misure

Cod. 900647140 - 25 cm

Cod. 900647165 - 28 cm

Cod. 900647177 - 31 cm



Borsa per acqua calda bilamellata

Caratteristiche

- Prodotta in pura gomma.
- Anche se tenuta fuori dal proprio sacchetto non si sbriciola né ingiallisce.
- Tappo di plastica a perfetta tenuta (rottura inferiore all' 1% contro il 20% circa delle borse di qualità scadente).

Codice

901684086 (bilamellata)



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845

www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

176

Revisione del 15.06.2018