



Braccialetti di identificazione per adulti



Box



Lunghezza complessiva del braccialetto: 25 cm



Scopo

Braccialetti di identificazione per adulti anti manomissione.

Caratteristiche

- Conformi alla raccomandazione n.3, Marzo 2008 del Ministero della Salute " Raccomandazione per la corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura".
- Prodotti in morbido PVC atossico e anallergico spessore 0,45 mm durezza 40 SH.
- Privi di lattice.
- Una volta chiusi, non è più possibile riaprirli se non tagliandoli.
- Disponibili in due versioni:
 - 1) con superficie bianca scrivibile tramite un qualsiasi pennarello indelebile.
 - 2) con inserto in cartoncino bianco scrivibile, anti manomissione: l'inserto in cartoncino è dotato di parte terminale con strappo pretagliato. Una volta trascritti i dati del paziente sul cartoncino e dopo averlo inserito nell'apposita tasca, strappando la parte terminale è poi impossibile estrarre il cartoncino dal braccialetto.
- Non sterili e non sterilizzabili.
- Confezionati in pratica scatola con apertura verso l'alto contenente 100 pz.
- Non invasivi.

Codice	Colore	Lunghezza totale	Dimensioni parte scrivibile	Modello	Box
SIMBAND 20	Bianco	25 cm	6,5 x 2,5 cm	Con inserto scrivibile	100 pz.
SIMBAND 30	Bianco	25 cm	6,5 x 2,5 cm	Scrivibile	100 pz.

Distribuito da:



Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

157

Revisione del 15.06.2018