


Cannule di Guedel

Scopo

Per mantenere libera la via orofaringea durante o in seguito ad anestesia generale e in pazienti non coscienti per altri motivi.

Caratteristiche

- Corretto anatomicamente per il paziente.
- Estremità morbida ed arrotondata che previene il danneggiamento dei tessuti.
- La superficie atraumatica non può provocare lesioni ai tessuti.
- Blocco a morso fornisce l'accesso al catetere per l'aspirazione.
- Previene morsi alla lingua o l'occlusione delle vie aeree.
- Flessibile, non danneggia i denti durante il morso.
- Codifica dei colori indica la massima dimensione del catetere di aspirazione.
- Conforme allo standard ISO 5364:2001.




CLASSE I

STERILE EO



Specifiche

- Corpo prodotto in acetato di etilvinile (EVA).
- Sostegno interno del morso prodotto in polietilene.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato con ossido di etilene (EO) o confezioni in bulk igienicamente pulite.



	Lunghezza	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
	Misura secondo standard ISO	5	6	7	8	9	10
	Misura tradizionale	(00)	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
Confezione singola sterile		2202418X* Box 900	2202318X* Box 900	2201918X* Box 600	2202018X Conf. 50 Box 300	2202118X Conf. 50 Box 300	2202218X* Box 200
Confezione in bulk non sterile		2203057X* Box 1500	2202957X* Box 1500	2202557X* Box 1500	2202657X* Box 1500	2202757X* Box 1500	2202857X* Box 1500
Misura massima per catetere di suzione (CH)		08	10	12	14	16	18

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

140

Revisione del 12.06.2018