


Cappucci protettivi per aghi di Steinmann e fili di Kirschner



Scopo

Cappucci per la protezione di paziente, staff, vestiario e biancheria dalle estremità acuminata degli aghi di Steinmann e dei fili di Kirschner utilizzati in ortopedia per l'applicazione di trazione scheletrica.

Caratteristiche

- Sono realizzati in termoplastica e disponibili in tre misure adatte a tutti gli 11 aghi di Steinmann e ai fili di Kirschner.
- I cappucci protettivi gialli (misura Small) sono confezionati singolarmente per consentirne l'uso in quelle applicazioni nelle quali generalmente solo una estremità rimane esposta.
- I cappucci protettivi blu (misura Medium) e rossi (misura Large) sono confezionati a coppie, poiché entrambe le estremità sono generalmente esposte in tale applicazione.
- Tutti i cappucci protettivi sono forniti in confezione sterile e dotati di una guaina di protezione per minimizzare il rischio di contaminazione.
- Monouso.
- Sterili (ossido di etilene).
- 60 pezzi per box.

Codice	Quantità per confezione	Adatto per ago / filo dal diametro compreso tra: (mm)	Adatto per ago / filo dal diametro compreso tra: (pollici)	Colore	Confezionamento
10-1-001	1	0,7 - 1,6	0,028 - 0,062	Giallo	Box da 60 pz.
10-1-002	2	2 - 3,2	0,078 - 0,125	Blu	Box da 60 pz.
10-1-003	2	3,5 - 4,7	0,141 - 0,188	Rosso	Box da 60 pz.
10-1-000	Assortiti	Assortiti	Assortiti	Assortiti	Box da 60 pz. (40 gialli, 10 blu, 10 rossi)

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

113

Revisione del 15.06.2018