

# Catetere per aspirazione bronchiale retto con cono

## Scopo

Per la rimozione delle secrezioni della bocca, dalla trachea e dai bronchi per raggiungere la massima diffusione di ossigeno attraverso il tessuto polmonare.

## Caratteristiche

- Punta distale morbida ed arrotondata con diametro interno costante per tutta la lunghezza del catetere.
- Trattamento "frozen" della superficie facilita l'introduzione attraverso il tubo endotracheale e di tracheotomia.
- Raccomandato solo per l'uso con dispositivi che consentono il controllo dell'aspirazione.
- Codice colore per una rapida identificazione del CH.
- Massimo effetto di aspirazione.
- Minori traumi.

## Mully retto

- Alta efficienza a basse pressioni di aspirazione.
- Due piccoli fori laterali circolari riducono il rischio di adesione alla mucosa.
- Shore A78.

## Optimal

- Stesse caratteristiche del Mully ma più soffice, Shore A64.



## Specifiche

- Mully/Optimal: cloruro di polivinile (PVC) medical grade.
- Funnel: cloruro di polivinile (PVC).
- Confezione in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene lattice.
- Invasivo.






0459

CLASSE I

REGOLA 5

STERILE EO



	Shore A durezza	Lung. senza cono, mm	Diametro esterno del tubo, mm									
			1.3 CH 04	1.7 CH 05	2.0 CH 06	2.7 CH 08	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18	6.7 CH 20
 Mully retto	78	490		0506618X* Box 2000	0506918X Conf. 100 Box 1000	0507418X Conf. 100 Box 1000	0507718X Conf. 100 Box 1000	0508118X Conf. 100 Box 800	0508618X Conf. 100 Box 800	0509018X Conf. 100 Box 800	0509418X Conf. 100 Box 800	0509718X* Box 1200
 Mully - Uno metric	78	290	1200118X* Box 3000	1200218X* Box 3000	1200318X* Box 2000	1200418X* Box 2000						
 Optimal retto	64	490		0510018X* Box 2000	0510218X Conf. 100 Box 1000	0510518X Conf. 100 Box 1000	0510818X Conf. 100 Box 1000	0511018X Conf. 100 Box 800	0511218X Conf. 100 Box 800	0511518X Conf. 100 Box 800	0511718X Conf. 100 Box 800	

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).  
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845

www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

135

Revisione del 12.06.2018