

Catetere vescicale Foley

Scopo

Per cateterizzazione vescicale tramite introduzione nell'uretra.

Caratteristiche

Punta distale retta e arrotondata:

- introduzione atraumatica
- riduce il rischio di infezione e/o lesione alla membrana delle mucose

Fori laterali di diametro compatibile con il lume del catetere:

- massimo drenaggio
- rischio ridotto di ostruzioni

Palloncino:

- gonfiamento sicuro, simmetrico e a forma di mela
- sgonfiamento completo per facilitare l'estrazione del catetere.

Confezione: box da 10 pezzi.

Invasivo.



REGOLA 5

Specifiche

In lattice siliconato

- Prodotto in lattice e successivamente trattato con silicone al fine di facilitare l'inserimento nell'uretra.
- Utilizzabile a breve termine.
- Versione pediatrica con valvola in materiale plastico duro, versione adulti con valvola in morbida gomma.
- Lunghezza: 290 mm tipo pediatrico, 380 mm tipo adulti.
- Confezione doppia busta tipo "peel".
- Sterilizzato a raggi gamma.

CLASSE IIa

STERILE R

Codice	Descrizione	ml / cc	CH
MM5111210	2 vie	5-10	12
MM5111410	2 vie	5-10	14
MM5111610	2 vie	5-10	16
MM5111810	2 vie	5-10	18
MM5112010	2 vie	5-10	20
MM5112210	2 vie	5-10	22
MM5112410	2 vie	5-10	24

In puro silicone 100%

- Prodotto in puro silicone 100% ad elevata biocompatibilità, inerte e idrorepellente, garantisce maggiore comfort e sicurezza.
- Massima riduzione del rischio di irritazione e/o infezioni.
- Posizionabile per cateterizzazione a lunga permanenza.
- Valvola in materiale plastico duro.
- Lunghezza: 311 mm tipo pediatrico, 400 mm tipo adulti.
- Confezione doppia busta tipo "peel".
- Sterilizzato a ossido di etilene (EO).



CLASSE IIb

STERILE EO

Codice	Descrizione	ml / cc	CH
MM43150803	2 vie (pediatrico)	3	08
MM43151003	2 vie (pediatrico)	3	10
MM41151205	2 vie	5	12
MM41151405	2 vie	5	14
MM41151605	2 vie	5	16
MM41151805	2 vie	5	18
MM41152005	2 vie	5	20
MM41152205	2 vie	5	22
MM41152405	2 vie	5	24

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

132

Revisione del 15.06.2018