

# Catetere per ossigenoterapia a breve o lungo termine

## Scopo

Per ossigenoterapia a breve o lungo termine (flussi limitati).

## Caratteristiche


- Punta distale aperta morbida ed arrotondata e otto fori laterali assicurano una erogazione regolare e continua del flusso di ossigeno.
- Adatta per la cavità orofaringea.


## Specifiche

- Catetere prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene lattice.
- Invasivo.



CLASSE IIa  
REGOLA 5  
STERILE EO



	Shore A durezza	Colore	Lunghezza senza connettore, mm	Diametro esterno del tubo, mm			
				2.7 CH 08	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14
 Punta distale aperta 8 fori laterali	74	Verde	360	1900518X* Box 3000	1900618X Conf. 100 Box 1000	1900718X* Box 3000	1900818X* Box 3000

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).  
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

142

Revisione del 12.06.2018