

Clamp per cordone ombelicale

Scopo

Per una presa sicura del cordone ombelicale immediatamente dopo la nascita del bambino.

Caratteristiche

- Chiusura di sicurezza con scatto che indica l'avvenuto bloccaggio della pinza e garantisce una perfetta chiusura eliminando il rischio di aperture accidentali.
- Dentatura a rilievi arrotondati posti sull'intera lunghezza dei morsi che mantiene il cordone ombelicale nella stessa posizione.

Specifiche

- Prodotta in poliammide bianco (PA) "medical grade".
- Lunghezza 54,1 mm.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene lattice.
- Non invasivo.



Tronchesina per clamp ombelicale

Scopo









Rimozione della clamp ombelicale dal cordone ombelicale del neonato.

Caratteristiche

- Lama tagliente protetta per evitare il rischio di ferire la cute del bambino.
- Presa salda sulla clamp durante la fase del taglio dell'occhiello della clamp.
- Colore verde, facilmente visibile tra le coperte del letto ed i pannolini.

Specifiche

- Prodotta in poliacetato rinforzato.
- Lunghezza 125 mm.
- Lama tagliente in acciaio inossidabile.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene lattice.
- Non invasivo.

Descrizione	Codice	Confezione / box
Pinza per cordone ombelicale 	 CLASSE Is REGOLA 1  	01.159E 150 pz.
Tronchesina per clamp ombelicale 	 CLASSE Is REGOLA 1  	8400618X 25/200 pz.

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

118

Revisione del 15.06.2018