

Connettori rigidi per drenaggi

Modello lineare



Specifiche

- Prodotto in polietilene rigido SH D46, particolarmente adatto come connettore per tubi o drenaggi in silicone.
- Disponibile in 3 differenti diametri.
- Lunghezza 70 mm.
- Sterilizzati a raggi gamma.
- Confezionati singolarmente in pratici blister.
- Box da 100 pezzi.

Codice	Ø int., mm	Ø est., mm	Adatto per tubi di silicone dal CH al CH	SH	CH	Lunghezza, mm
CONN20X40	2	4	10 al 14	D46	12	70
CONN30X50	3	5	15 al 19	D46	15	70
CONN40X60	4	6	20 al 24	D46	18	70



Modello conico/lineare



Specifiche

- Realizzati in materiale plastico stirenico trasparente.
- Lunghezza complessiva: 70 mm.
- Ø int. tubo terminale: 4,0 mm, Ø est. tubo terminale: 5,0 mm.
- Sterilizzati a raggi gamma.
- Confezionati singolarmente in pratici blister.
- Box da 100 pezzi.

CONN50M Ø int. minimo: 3 mm, Ø est. cono: da 4 a 5 mm.

CONN50S Ø int. minimo: 2 mm, Ø est. cono: da 3 a 4 mm.

Set connettori per drenaggi

Riunisce in un solo blister i tre connettori:
CONN50M, CONN50S e CONN40X60.

Specifiche

- Sterilizzati a raggi gamma.
- Confezionati in set come da foto in pratici blister.
- Box da 100 set.

REF CONN485*



0476

CLASSE I

REGOLA 1

STERILE R

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

49

Revisione del 28.03.2017