


Copriclamp in silicone



Scopo

Le copriclamp in silicone sono usate per coprire le punte delle clamps in acciaio inossidabile degli strumenti chirurgici (enterostati, Satinski, ecc.) e sono state studiate per ridurre il trauma ai vasi ed ai tessuti clampati, garantendone un'efficace ed atraumatica occlusione.

Caratteristiche

- Monouso.
- Radiopache.
- Sterilizzate ad ossido di etilene.
- Disponibili in tre misure e colori.

Codice

06-1-011 rosso mini (2,5 mm x 13 cm)

06-1-012 bianco midi (5,1 mm x 13 cm)

06-1-013 blu maxi (7,6 mm x 13 cm)

Confezione: 2 guaine per busta, 10 buste per box.

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

10

Revisione del 12.06.2018