



Copriclamp in stoffa



Scopo

Le copriclamp in stoffa sono usate per coprire le punte delle clamps in acciaio inossidabile degli strumenti chirurgici (enterostati, Satinski, ecc.) e sono state studiate per ridurre il trauma ai vasi ed ai tessuti clampati, garantendone un'efficace ed atraumatica occlusione.

Caratteristiche

- Monouso.
- Sterilizzate ad ossido di etilene.
- Disponibili nelle versioni "radiopaca" e "non radiopaca".

Codice

07-1-001	bianco, 3,2 mm x 13 cm (non radiopaca)
07-1-002	bianco, 9,5 mm x 13 cm (non radiopaca)
07-2-001	bianco, 3,2 mm x 15 cm (radiopaca)
07-2-002	bianco, 9,5 mm x 15 cm (radiopaca)
07-2-004	bianco, 6,3 mm x 15 cm (radiopaca)

Confezione: 4 guaine per busta, 10 buste per box.