



Cross Drain

Drenaggi rotondi scanalati in silicone, con o senza ago di trasfissione



Descrizione

- Adatti a molteplici interventi chirurgici, sono caratterizzati da notevole compatibilità con i tessuti, notevole morbidezza ed elasticità.
- Questi drenaggi si adattano a lavorare anche in condizioni estreme, in presenza di coaguli o fibrinogeni, riducendo in maniera significativa il rischio di occlusione.
- Il loro particolare disegno li rende anti-schiacciamento.
- Disponibili con o senza ago di trasfissione in acciaio.



Specifiche

- Prodotti in silicone grado medicale con linea radiopaca.
- Lunghezza drenaggio 120 cm.
- Lunghezza parte scanalata 40 cm.
- Ago di trasfissione in acciaio stainless steel 304H.
- Sterilizzati a raggi gamma.
- Confezionati in doppia busta, 20 pz. per box.
- Prodotto sterile monouso.

Codici

CD10S01 Drenaggio CH 10 senza ago
CD15S01 Drenaggio CH 15 senza ago
CD19S01 Drenaggio CH 19 senza ago
CD24S01 Drenaggio CH 24 senza ago

CD10S02 Drenaggio CH 10 con ago di trasfissione
CD15S02 Drenaggio CH 15 con ago di trasfissione
CD19S02 Drenaggio CH 19 con ago di trasfissione
CD24S02 Drenaggio CH 24 con ago di trasfissione

Distribuito da:


Simitalia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

41

Revisione del 12.06.2018