

Cuffia per ipotermia



La cuffia per ipotermia Elasto-Gel™ riduce l'alopecia associata ai trattamenti chemioterapici.

La cuffia per ipotermia Elasto-Gel™ è realizzata con un gel a base di glicerina che mantiene la flessibilità anche a temperature molto basse comprese tra -20 °C e -30 °C.

Il materiale della copertura esterna è composto da una stoffa flessibile e resistente all'acqua.

La striscia sottogola regolabile assicura un ottimo e stabile posizionamento della cuffia.

Cod. 931142640