

Curette per orecchio tipo Jobson e ferma cotone

Caratteristiche

- Disegnata per rimuovere delicatamente i sedimenti dal canale dell'orecchio, piuttosto che spingerli ancora più in profondità. I due differenti terminali lo rendono adatto all'uso sia su pazienti adulti che ragazzi.
- Disponibile in due modelli, con loop terminale circolare o ovale.
- Lunghezza: 150 mm.
- Materiale: acetale con fibre di vetro.
- Sterilizzazione a ossido di etilene.
- Privo di lattice.

Terminali:



Jobson Round
Larghezza 3 mm



Jobson Oval
Larghezza 2,5 mm



Codice

NZ3431-100 Jobson Round



NZ3432-100 Jobson Oval

Box da 100 pz. (non sterili ma igienicamente puliti)

NZ3431-20S Jobson Round

NZ3432-20S Jobson Oval

Box da 20 buste da 1 pz. (sterile)



Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it