

Catetere di drenaggio in silicone con linea radiopaca

Scopo

Per il drenaggio post-operatorio delle secrezioni delle ferite.

Caratteristiche


- Drenaggio tipo Redon con linea radiopaca e 5 fori laterali.
- Morbido ed atraumatico per i tessuti.
- Ideale per il drenaggio a lungo termine.
- Include connettore compatibile con soffietti Unoversal da 100 e 400 ml.
- Non si altera durante il contatto a lungo termine con i liquidi tissutali.
- La superficie idrorepellente minimizza i rischi di ostruzione causati da coaguli od incrostazioni, evita il collabimento assicurando pervietà ed eccellenti condizioni di flusso per lunghissimo tempo.
- Inerte ed essenzialmente non reattivo ai tessuti.



Specifiche

Catetere per drenaggio

- Prodotto in silicone medical grade.
- Dotato di linea radiopaca.
- Lunghezza 500 mm.
- Lunghezza della perforazione 90 mm.
- Non contiene lattice. Invasivo



Drenaggio in silicone con connettore per soffietto Unoversal

Connettore

- Parte morbida prodotta in elastomero termoplastico (TPE).
- Parte rigida prodotta in acrilonitrile butadiene stirene (ABS).
- Non contiene lattice. Non invasivo.
- Confezione doppia busta tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).



CLASSE IIa
REGOLA 7

STERILE EO



	Diametro esterno del drenaggio in mm							
	3.3 CH 10	4.6 CH 12	5.0 CH 15	6.0 CH 18	7.0 CH 21	8.0 CH 24	10.0 CH 30	12.0 CH 36
Codice	1508718X*	1508818X	1508918X	1509018X	1509118X	1509218X	1509318X	1509418X*
Confezione	Box 600	Conf. 50	Conf. 50	Conf. 50	Conf. 50	Conf. 50	Conf. 50	Box 450
Box		Box 200	Box 200	Box 150	Box 150	Box 150	Box 150	

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluenza nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it