

Catetere di drenaggio di Ulmer in PVC

Senza e con ago guida

Scopo

Per il drenaggio post-operatorio delle secrezioni delle ferite.

Caratteristiche

Trocar

- Monouso, elimina i rischi di infezioni crociate.
- La connessione con il drenaggio è priva di dislivelli al fine di minimizzare i danni ai tessuti.

Catetere drenaggio di Ulmer

- Fori a diametro graduale per garantire una aspirazione uniforme sulla intera lunghezza della parte perforata.
- Rimuove in 1a giornata post-operatoria il 50% in più di liquidi rispetto ai cateteri tradizionali; in 2a e 3a giornata è 2,5 volte più efficiente rispetto ai cateteri tradizionali.
- Non collabisce.
- Composto in materiale acido resistente, radiopaco.
- Punta smussata e arrotondata al fine di minimizzare i danni ai tessuti.
- Tacche a 20, 40 e 60 mm dalla perforazione.

Specifiche


- Catetere di drenaggio di Ulmer prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade, durezza "Shore A" 69, lunghezza 500 mm.
- Ago guida in acciaio pieno.
- Non contiene lattice. Invasivo.
- Confezionato in doppia busta tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).

Nota



Il drenaggio di Ulmer senza ago guida può eventualmente essere abbinato agli aghi di trasmissione in acciaio riutilizzabile Sim Needle.



Distanza dalla fonte di aspirazione



Distanza dalla fonte di aspirazione

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.	Diametro interno/esterno, mm						
	Lung. drenaggio, mm	Lung. perfor., mm	2.0/3.3 CH 10 Codice	2.2/4.0 CH 12 Codice	2.4/4.7 CH 14 Codice	3.0/5.3 CH 16 Codice	3.5/6.0 CH 18 Codice
 Drenaggio Ulmer senza ago guida	500	100		1502418X* Box 600			
	500	120			1502618X* Box 600	1502818X* Box 600	1503018X* Box 600
 Drenaggio Ulmer con ago guida in acciaio pieno	500	80	1505618X* Box 200				
	500	100		1505818X* Box 200			
	750	80	1505718X* Box 200				
	750	100		1505918X* Box 200			
	750	120			1506118X* Box 200	1506318X* Box 150	1506518X* Box 450

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

32

Revisione del 12.06.2018