


Ear Speculae

Caratteristiche

- Disegnati per ridurre la luminosità ed il riflesso della luce dell'otoscopio.
- Sezione ovalizzata in modo da conformarsi al canale dell'orecchio.
- Quattro misure disponibili.
- Il bordo laterale facilita il grip delle dita.
- Materiale: polietilene.
- Forniti igienicamente puliti in busta chiusa.

Codici

- NZ3230-5** Diametro esterno 6 mm - confezione da 5 pz.
NZ3231-5 Diametro esterno 5 mm - confezione da 5 pz.
NZ3232-5 Diametro esterno 4 mm - confezione da 5 pz.
NZ3233-5 Diametro esterno 3 mm - confezione da 5 pz.
- NZ3230-100** Diametro esterno 6 mm - confezione da 100 pz.
NZ3231-100 Diametro esterno 5 mm - confezione da 100 pz.
NZ3232-100 Diametro esterno 4 mm - confezione da 100 pz.
NZ3233-100 Diametro esterno 3 mm - confezione da 100 pz.



Micro Cannula di aspirazione con o senza regolatore di aspirazione

Caratteristiche:

- Disegnato per aspirare i fluidi e le secrezioni dal canale dell'orecchio medio.
- Possono essere adattati alla curva desiderata.
- Lunghezza cannula: 100 mm.
- Confezionato in busta sterile.
- Sterilizzazione a ossido di etilene.
- Privo di lattice.

Codici

Solo cannula (confezione da 20 pz.)

- NZ4254** 14 Gauge Ø est. 2,17 mm - verde
NZ4250 16 Gauge Ø est. 1,6 mm - bianco
NZ4251 18 Gauge Ø est. 1,2 mm - rosa
NZ4252 20 Gauge Ø est. 0,9 mm - giallo
NZ4253 22 Gauge Ø est. 0,7 mm - nero

Cannula con regolatore di aspirazione (confezione da 10 pz.)

- NZ3254** 14 Gauge Ø est. 2,17 mm - verde
NZ3250 16 Gauge Ø est. 1,6 mm - bianco
NZ3251 18 Gauge Ø est. 1,2 mm - rosa
NZ3252 20 Gauge Ø est. 0,9 mm - giallo
NZ3253 22 Gauge Ø est. 0,7 mm - nero

