


Ear Hook monouso



Caratteristiche

- Disegnata per rimuovere delicatamente i sedimenti dal canale dell'orecchio, piuttosto che spingerli ancora più in profondità.
- Lunghezza: 135 mm.
- Materiale: acetale con fibre di vetro.
- Sterilizzazione a ossido di etilene.
- Privo di lattice.

Codice

NZ3441-100 Box da 100 pz. (non sterili ma igienicamente puliti)

Distribuito da:



Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it