

Estrattore di muco

Scopo

Aspirazione delle secrezioni dell'oro-faringe nei neonati per mantenere libero l'apparato respiratorio o per prelevare del muco per esami microbiologici.

Caratteristiche

A camera singola

- contenitore resistente e trasparente, osservazione diretta delle secrezioni
- disponibile anche con tappo supplementare per il trasporto sicuro fino al laboratorio

A camera doppia

- contenitore resistente e trasparente, osservazione diretta delle secrezioni
- raccomandato per l'uso con aspiratore




Specifiche

A camera singola




- Prodotto in polipropilene.
- Capacità 20 ml.
- Catetere in cloruro di polivinile (PVC).

A camera doppia

- Prodotto in cloruro di polivinile (PVC).
- Capacità 2 x 15 ml.



- Confezionati in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzati ad ossido di etilene (EO).
- Invasivi.
- Non contengono lattice.

	Shore A durezza	Lunghezza (mm)	Codice	Diametro esterno del tubo (mm)			Confezione Box
				3,3 CH 10 Codice	4,0 CH 12 Codice	4,7 CH 14 Codice	
 Con tappo chiusura extra	78	370		1700518X	1700618X	1700818X	Conf. 50 Box 200
	78	490			1700718X*	1700918X*	Box 600
 Con tappo chiusura extra e connettore	78		1702118X				Conf. 50 Box 200
 Camera doppia	64	370		1700118X	1700218X	1700418X	Conf. 50 Box 200

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

116

Revisione del 13.12.2018