

# Anesthesia-Aid

## Disposable eye shield



Anesthesia-Aid è un sistema veloce ed efficace per proteggere gli occhi durante l'anestesia.

Questi scudi oculari sono privi di lattice e ipoallergenici e proteggono l'occhio durante l'anestesia, ne mantengono l'umidità, minimizzano i traumi, prevengono le abrasioni alla cornea ed efficacemente le infezioni degli occhi, inoltre tengono lontane eventuali particelle estranee.

Normalmente gli occhi vengono coperti con un nastro adesivo, ma questa procedura è dispendiosa in termini di tempo ed è difficoltosa da eseguire per il personale che indossa i guanti, inoltre può danneggiare la pelle estremamente delicata nella zona perioculare.

Gli occhi infatti vengono protetti con un unguento che potrebbe causare temporanee irritazioni.

Anesthesia-Aid rappresenta un'alternativa veloce ed efficace.

Oltre all'utilizzo durante l'anestesia, il dispositivo può essere utilizzato in terapia intensiva, nei pazienti sottoposti a respirazione artificiale caratterizzati dal mantenimento delle palpebre sempre aperte. L'enorme vantaggio rispetto all'utilizzo del nastro adesivo è rappresentato dal fatto che con Anesthesia-Aid risulta più semplice controllare periodicamente i pazienti essendo il dispositivo facilmente removibile.

### Caratteristiche

- Mantiene l'occhio ben chiuso minimizzando i traumi e mantenendo la corretta umidità.
- L'adesivo è solo sui bordi esterni per consentire una perfetta chiusura ma impedendo che si "appiccichino" le ciglia.
- Una pratica linguetta permette una facile rimozione senza traumi.
- Realizzato in morbido foam di PVC.
- Monouso.
- Ipoallergenico.
- Privo di lattice, privo di ftalati, privo di bisfenolo.
- Confezionati a coppia su supporto cartaceo.

REF 31-7500

Box da 50 coppie



CLASSE I

REGOLA 1



Distribuito da:

**Sim italia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

149

Revisione del 12.06.2018