

# Face Shield - Scudo facciale



## Caratteristiche

- Leggero.
- Confortevole.
- Compatibile con l'uso di occhiali essendo otticamente trasparente.
- Trattamento antiappannante e antistatico.
- Dimensioni 33 x 22 cm.
- Fascia elastica in poliestere.
- Scudo in materiale plastico.
- Spugna in poliuretano..
- Privo di lattice e di fibra di vetro.

## Codice

**HF-MZ601**

Box da 24 pz.  
Confezione in busta singola non sterile.

RDM: 1956935/R



CLASSE I  
REGOLA 1



Distribuito da:

**Sim italia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

143

Revisione del 17.09.2020