


Farmasplint - stecca per frattura dita

Dispositivo monouso preformato in alluminio modellabile, con imbottitura in spugna poliuretanic a antiallergica radiotrasparente.



Modello a campana

Indicati per immobilizzare e proteggere, in caso di frattura della 1-a e/o della 2-a falange, le articolazioni delle dita e mantenerle in posizione neutra; protegge l'unghia da traumi esterni.

Confezione da 12 pz.

Codice

904305291 Piccola (cm 7)
904305315 Media (cm 12)
904305327 Grande (cm 15)



CLASSE I
REGOLA 1



Modello a ranetta

Indicati per immobilizzare e proteggere, in caso di frattura, le articolazioni delle dita e mantenerle in posizione semiflessa.

Confezione da 12 pz.

Codice

904305341 Piccola (cm 8)
904305366 Media (cm 8,5)
904305380 Grande (cm 10)



CLASSE I
REGOLA 1



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

170

Revisione del 15.06.2018