


Hydro Plate


Piastra monouso per elettrochirurgia





0476

CLASSE IIb

REGOLA 9



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta



Scopo

Elettrodo dispersivo in polimero adesivo e conduttivo. Monouso.

Caratteristiche

L'elettrodo dispersivo Hydro Plate si applica con facilità ed aderisce perfettamente alla pelle del paziente garantendo la massima efficacia. La uniforme conducibilità della superficie è garantita dalla speciale spalmatura del gel conduttore che si presenta omogeneo e privo di bolle o interruzioni. Il supporto esterno in foam è di prima qualità e il bordo interno dello stesso è trattato con adesivo anallergico.

La speciale confezione in blister garantisce impermeabilità all'aria e, quindi, lunga conservazione del prodotto.



Specifiche

- L'elettrodo conduttivo Hydro Plate è conforme alle direttive CE a alle norme AAMI HF 18.
- Viene prodotto e confezionato in camera bianca certificata classe 100.000 in conformità alla direttiva CE.
- Confezione in busta singola.
- Box contenente 50 pezzi per box.
- Non-sterile.

Codice

HPL 10.010* - adulti - senza cavo, 50 pezzi.

HPL 10.011* - pediatrica - senza cavo, 50 pezzi.

HPL 20.010* - REM - adulti - senza cavo, 50 pezzi.

HPL 20.011* - REM - pediatrica - senza cavo, 50 pz.

282100011* - cavo per connessione piastra-elettrobisturi lunghezza 500 cm. Attacco jack mono Ø 6,3 mm.

282100033* - cavo per connessione piastra-elettrobisturi lunghezza 500 cm. Attacco tipo Valleylab.

Distribuito da:


 Simitalia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

5

Revisione del 12.06.2018