



Incisore per Miringotomia



Caratteristiche

- Disegnato per incidere correttamente la membrana timpanica in modo pulito e preciso. L'elemento di acciaio può essere angolato a piacere in modo da evitare di ostruire il campo visivo. Il manipo è stato disegnato per consentire un comodo e preciso orientamento.
- Lunghezza totale: 157 mm.
- Lunghezza manipo: 95 mm.
- Materiali: acciaio e polipropilene.
- Confezionato in busta sterile.
- Box da una busta o da 10 buste.
- Sterilizzazione a ossido di etilene.
- Privo di lattice.



Codice

NZ3245 Box da 1 busta
NZ3245-10 Box da 10 buste