

Lacci vascolari in silicone shore 60



0120



CLASSE IIa

REGOLA 7

STERILE R

Caratteristiche

- Fabbricati in silicone medical grade durezza shore 60.
- Sono utilizzati per separare ed identificare vene, arterie, nervi durante le procedure chirurgiche.
- Sezione ellittica per distribuire la pressione e minimizzare i traumi.
- Monouso.
- Radiopachi.
- Lunghezza 45 cm.
- Sono disponibili in quattro colori: bianco, rosso, giallo e blu ed in tre misure: mini, maxi e super-maxi.
- Confezionati in doppia busta sterile (sterilizzazione a raggi gamma).

Misure reali sezione lacci vascolari

		
MINI	MAXI	SUPER-MAXI
0,9 x 1,3 mm	1,2 x 2,4 mm	1,3 x 4,7 mm

Codice

VL-201D	rosso mini
VL-202D	blu mini
VL-203D	giallo mini
VL-204D	bianco mini
VL-205D	rosso maxi
VL-206D	blu maxi
VL-207D	giallo maxi
VL-208D	bianco maxi
VL-214D	blu super maxi

Confezione: 2 loops per busta sterile, 10 buste per box

AD ESAURIMENTO

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

8

Revisione del 12.06.2018