


# Ear Speculae

## Caratteristiche

- Disegnati per ridurre la luminosità ed il riflesso della luce dell'otoscopio.
- Sezione ovalizzata in modo da conformarsi al canale dell'orecchio.
- Quattro misure disponibili.
- Il bordo laterale facilita il grip delle dita.
- Materiale: polietilene.
- Forniti igienicamente puliti in busta chiusa.

## Codici

- NZ3230-5** Diametro esterno 6 mm - confezione da 5 pz.  
**NZ3231-5** Diametro esterno 5 mm - confezione da 5 pz.  
**NZ3232-5** Diametro esterno 4 mm - confezione da 5 pz.  
**NZ3233-5** Diametro esterno 3 mm - confezione da 5 pz.
- NZ3230-100** Diametro esterno 6 mm - confezione da 100 pz.  
**NZ3231-100** Diametro esterno 5 mm - confezione da 100 pz.  
**NZ3232-100** Diametro esterno 4 mm - confezione da 100 pz.  
**NZ3233-100** Diametro esterno 3 mm - confezione da 100 pz.



# Micro Cannula di aspirazione con o senza regolatore di aspirazione

## Caratteristiche:

- Disegnato per aspirare i fluidi e le secrezioni dal canale dell'orecchio medio.
- Possono essere adattati alla curva desiderata.
- Lunghezza cannula: 100 mm.
- Confezionato in busta sterile.
- Sterilizzazione a ossido di etilene.
- Privo di lattice.

## Codici

### Solo cannula (confezione da 20 pz.)

- NZ4254** 14 Gauge Ø est. 2,17 mm - verde  
**NZ4250** 16 Gauge Ø est. 1,6 mm - bianco  
**NZ4251** 18 Gauge Ø est. 1,2 mm - rosa  
**NZ4252** 20 Gauge Ø est. 0,9 mm - giallo  
**NZ4253** 22 Gauge Ø est. 0,7 mm - nero

### Cannula con regolatore di aspirazione (confezione da 10 pz.)

- NZ3254** 14 Gauge Ø est. 2,17 mm - verde  
**NZ3250** 16 Gauge Ø est. 1,6 mm - bianco  
**NZ3251** 18 Gauge Ø est. 1,2 mm - rosa  
**NZ3252** 20 Gauge Ø est. 0,9 mm - giallo  
**NZ3253** 22 Gauge Ø est. 0,7 mm - nero

