

Cateteri vescicali Nelaton - Tiemann - Femminile retto

Scopo

Cateterizzazione vescicale a breve termine tramite introduzione nell'uretra. I cateteri con le punte distali curve sono indicati particolarmente laddove le condizioni anatomiche sono mutate, es. in presenza di un tumore.

Caratteristiche

- Punta distale morbida ed arrotondata per una introduzione atraumatica.
- Non provoca lesioni alla membrana della mucosa vescicale.
- Fori laterali compatibili con il lume del catetere assicurano massimo drenaggio senza ostruzioni.
- Trattamento "frozen" della superficie esterna facilita l'introduzione nell'uretra e minimizza la necessità di lubrificanti.
- Cono di collegamento contrassegnato con colori diversi per una facile identificazione dello spessore in CH.
- I cateteri Nelaton sono compatibili con i lubrificanti normalmente usati per il cateterismo.


Specifiche

- Prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade.
- Durezza Shore A80.
- Confezione singola.
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene lattice, invasivo.



CE
0086

CLASSE Is
REGOLA 5
STERILE EO



	Lung. senza cono, mm	Diametro esterno del tubo, mm									
		2.0 CH 06	2.7 CH 08	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18	6.7 CH 20	7.3 CH 22	8.0 CH 24
 Nelaton Consigliato per pazienti di sesso maschile	360 Conf. Box	0100118X 100 1000	0100418X 100 1000	0100718X 100 1000	0100818X 100 800	0100918X 100 800	0101318X 100 800	0101518X 100 800	0101718X 100 600	0101918X 100 600	0102018X* 1800
 Tiemann Consigliato per pazienti di sesso maschile con prostata ipertrofica	360 Conf. Box	0300518X* 2000	0300618X* 2000	0300718X* 2000	0300818X 100 800	0300918X 100 800	0301118X 100 800	0301318X 100 800	0301418X 100 600		
 Femminile retto Consigliato per pazienti di sesso femminile	147 Conf. Box	0201218X* 3000	0201418X 100 1000	0201518X 100 1000	0201618X 100 800	0201718X 100 1000	0201918X 100 800	0202018X 100 800			

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

131

Revisione del 13.12.2018