

Occhiale per ossigenoterapia nasale a lungo termine

Scopo

Ossigenoterapia nasale a lungo termine.

Caratteristiche

- Nessun effetto claustrofobico.
- Non produce vomito.
- Assicura l'osservazione di cianosi.
- Più confortevole della maschera.
- Si adatta all'uso sia su bambini che su adulti.
- Cannula soffice estremamente confortevole.
- Tubo di collegamento per il fissaggio della cannula dietro la testa per consentire al paziente di mangiare, bere, parlare e muoversi senza interferenze.
- Uniforme dispersione di ossigeno.
- Riduce i rischi di disidratazione della mucosa.





Specifiche

- Tubo, connettore, cannula nasale - prodotti in cloruro di polivinile (PVC).
- Cannula: CH 10.
- Tubo di collegamento: CH 10, CH 14.
- Connettore e funnel per l'ossigeno prodotti in cloruro di polivinile (PVC).
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene lattice, invasivo.



CLASSE IIa
REGOLA 5
STERILE EO



	Colore	Lunghezza del tubo, mm	Codice	Codice
 Con forcelle dritte	Trasparente	2000	2901718X* Box 300 pz.	2900118X* Box 300 pz.
	Verde trasparente			

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

141

Revisione del 12.06.2018