

Vision Shield - Scudo facciale



Caratteristiche

- Leggero.
- Confortevole.
- Compatibile con l'uso di occhiali essendo otticamente trasparente.
- Antistatico.
- Trattamento antiappannante su entrambi i lati.
- Larghezza 32 cm.
- Altezza 22 cm.
- Peso 26 gr.
- Fascia frontale in foam poliестere disegnata per incrementare la circolazione dell'aria.
- Scudo in materiale plastico.
- Fascia elastica ampia per una migliore indossabilità.
- Privo di lattice e di fibra di vetro.
- Busta dotata di foglio protettivo interno antigraffio.

Codice

A900652557

Box da 24 pz.
Confezione in busta singola non sterile dotata di carta isolante.



Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

161

Revisione del 15.06.2018