

Set per aspirazione tracheale

Raccoglitore per campionamento

Scopo

Collegabile al catetere per aspirazione per il prelievo delle secrezioni bronchiali o tracheali per analisi microbiologica o citologica.

Caratteristiche

- Resistente contenitore trasparente, facile osservazione del materiale aspirato.
- Tappo supplementare per il trasporto sicuro fino al laboratorio.
- Corredato di etichetta adesiva per identificazione del paziente.
- Cono per la connessione al tubo di collegamento compatibile con una vasta gamma di cateteri di aspirazione CH 04-18.
- Disponibile anche con fingertip maschio connesso al catetere per aspirazione.
- Provvisto di dispositivo atto a garantire una raccolta delle secrezioni da campionare.
- Capacità 12 ml circa.

Specifiche

- Tubo per esami prodotto in polistirene (PS).
- Lunghezza 100 mm, diametro esterno 16 mm.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non invasivo.
- Non contiene lattice.



CLASSE I
REGOLA 1
STERILE EO



Immagine descrittiva contenuto per codice	Codice	Confezione Box
<p>Da utilizzare con cateteri tipo Vacutip</p>	2400118X	Conf. 50 pz. Box 300 pz.
<p>Da utilizzare con cateteri con funnel</p>	2400418X	Conf. 50 pz. Box 300 pz.
<p>Da utilizzare con cateteri con funnel</p>	2400518X	Conf. 50 pz. Box 200 pz.
<p>Da utilizzare con cateteri con funnel</p>	2400618X	Conf. 50 pz. Box 300 pz.

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

144

Revisione del 13.12.2018