

# Sfigmomanometro ad aneroidi



Sfigmomanometro con bracciale chiusura a strappo, cuscinetto in gomma, soffiaria completa di valvola.  
Fonendoscopio in metallo con archetto biauricolare per auscultazione.

Classificazione secondo la MDD 93/42/CEE:  
Classe IIa - regola applicata n. 10


Standard di riferimento:  
EN 1060-1, -2: "Sfigmomanometri non invasivi"

Fornito con:

- custodia in plastica con chiusura lampo
- bracciale d-ring con chiusura in velcro completo di camera d'aria a due tubi
- manometro
- monopalla in gomma
- istruzioni per l'uso

## Codici

**909196949** con fonendoscopio  
**909071375** senza fonendoscopio



## Specifiche

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Diametro del manometro   | 50 mm  |
| Campo di misurazione     | 0-300 mmHg   |
| Accuratezza              | +/- 3 mmHg   |
| Bracciale in dotazione   | Modello adulti con anello in metallo   |
| Gonfiaggio e sgonfiaggio | Manuale  |
| Ricambi disponibili      | Cod. 904743414 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Bambini, cm 38 x 7<br>Cod. 932773144 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Ragazzi, cm 45 x 10<br>Cod. 904743402 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Adulti, cm 50 x 14<br>Cod. 901069310 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Obesi, cm 60 x 17 |

Distribuito da:



Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

171

Revisione del 15.06.2018