

Sfigmomanometro ad aneroidi



Sfigmomanometro con bracciale chiusura a strappo, cuscinetto in gomma, soffiaria completa di valvola.
Fonendoscopio in metallo con archetto biauricolare per auscultazione.

Classificazione secondo la MDD 93/42/CEE:
Classe IIa - regola applicata n. 10

Standard di riferimento:
EN 1060-1, -2: "Sfigmomanometri non invasivi"


Fornito con:

- custodia in plastica con chiusura lampo
- bracciale d-ring con chiusura in velcro completo di camera d'aria a due tubi
- manometro
- monopalla in gomma
- istruzioni per l'uso

Codici

909196949 con fonendoscopio RDM 11814

909071375 senza fonendoscopio RDM 12787



Specifiche

Diametro del manometro	50 mm
Campo di misurazione	0-300 mmHg
Accuratezza	+/- 3 mmHg
Bracciale in dotazione	Modello adulti con anello in metallo
Gonfiaggio e sgonfiaggio	Manuale
Ricambi disponibili	Cod. 904743414 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Bambini, cm 38 x 7 Cod. 932773144 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Ragazzi, cm 45 x 10 Cod. 904743402 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Adulti, cm 50 x 14 Cod. 901069310 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Obesi, cm 60 x 17

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

155

Revisione del 04.11.2019