

Sfigmomanometro ad aneroide palmare ad 1 tubo



Sfigmomanometro con bracciale in nylon con chiusura a strappo e anello in metallo.

Classificazione secondo la MDD 93/42/CEE:
Classe IIa - regola applicata n. 10

Standard di riferimento:
EN 1060-1, -2: "Sfigmomanometri non invasivi"

Fornito con:

- custodia in plastica con chiusura lampo
- bracciale d-ring con chiusura in velcro completo di camera d'aria ad 1 tubo
- manometro
- monopalla in gomma
- istruzioni per l'uso



Cod. 905301255

CE CLASSE IIa
REGOLA 10

Specifiche

| | |
|--------------------------|--|
| Diametro del manometro | 65 mm |
| Campo di misurazione | 0-300 mmHg |
| Accuratezza | +/- 3 mmHg |
| Bracciale in dotazione | Modello adulti con anello in metallo |
| Gonfiaggio e sgonfiaggio | Manuale |
| Ricambi disponibili | Cod. 905379463 - Monopalla per sfigmomanometro palmare Cod. 926407329 - Bracciale con camera d'aria a 1 tubo, mod. Adulti, cm 50 x 14 Cod. 923507697 - Bracciale con camera d'aria a 1 tubo, mod. Bambini, cm 38 x 7 |

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

172

Revisione del 15.06.2018